

FICHA TÉCNICA

BP 001



Longitud del Mango:	150 mm
Longitud de Hoja de Acero Inoxidable	20 mm
Diámetro de Hoja de Acero Inoxidable	2 mm
Cable	Doblemente aislado contra fugas de R.F., 3 m de longitud
Conector	Universal 3 pines
Interruptor	Audible y táctil, activación y desactivación instantánea.
Botones	Pulsadores "ClickSense" de activación de corte (Amarillo) y coagulación con aislamiento eléctrico.
Características especiales:	Libre de Látex
Embalaje:	Producto envasado estéril en blisters individuales

- ✓ Los lápices para electrocirugía son utilizados para el corte y coagulación, remueven el tejido y controlan el sangrado utilizando la corriente de alta frecuencia durante la cirugía electroquirúrgica.
- ✓ Mango de silicona antideslizante, que previene la entrada de fluidos que podrían causar una avería o activación indeseada.
- ✓ Punta del lápiz elaborada de acero inoxidable.
- ✓ Es un producto de un solo uso (desechable) estéril mediante óxido de etileno.

