



FICHA TÉCNICA

BP 002

Descripción	El gel conductor cubre el borde de la hoja de metal, puede evitar el daño por quemaduras causado por la conexión de la hoja de metal y la piel.
Dimensiones	Superficie activa: 170 mm, Superficie total: 179 mm
Especificaciones Del Producto	Tipo: Almohadilla electroquirúrgica Color verde Respaldo: respaldo de espuma / respaldo de tela no tejida Destinado a adulto Con / sin cable Periodo de validez: 2 años.

- ✓ Almohadilla de conexión a tierra del diseño de seguridad, el gel conductor cubre el borde de la lámina de metal, puede evitar el daño por quemaduras que podría causar la conexión de la lámina y la piel.
- ✓ Excelente conductividad
- ✓ Los materiales de soporte de espuma y tela no tejida hacen que la adhesión sea más cómoda.
- ✓ Todos los materiales son bien tolerables por la piel (biocompatibles). Sin citotoxicidad, SIN irritación cutánea y sin sensibilidad.
- ✓ La hoja de metal lisa muestra una notable adhesividad, sin ranuras
- ✓ El gel conductor de diseño de seguridad cubre el borde de la lámina de metal para hacerlo más seguro Sin látex, sin PVC.
- ✓ La placa desechable está compuesta de un cable conector de PVC, se equipa con un cable de 3 metros previamente instalado.
- ✓ Cuenta con CE (Certificado Europeo)

