

## EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL

Equipo de drenaje de la cavidad pleural con 3 cámaras para sello de agua, succión y colección de líquido con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y cierre de presión negativa.

- Equipo para drenaje pleural de triple cámara.
- Diseño compacto y de alta resistencia.
- Hermeticidad que garantiza recuperación celular.
- Capacidad 2500 mL
- Base de pedestal que permite gran estabilidad.
- Succión activa controlada (Triple cámara)



DESCRIPCIÓN	CLAVE ITEM	CLAVE SECTOR SALUD	REGISTRO SANITARIO
PEDIATRICO 2,500 mL	7501802101207	060.314.0062	2189C2015 SSA
ADULTO 2,500 mL	7501802100392	060.314.0054	2189C2015 SSA

