

## RESUCITADOR REUSABLE

CON MASCARILLA, LÍNEA DE OXÍGENO Y BOLSA RESERVORIO

**ADULTO**  
038-71-950

**PEDIÁTRICO**  
038-72-950

**NEONATAL**  
038-73-950



El montaje de la válvula gira 360° en dos ejes para una posición de la bolsa y sellado de la máscara efectivos.

Bolsa de reservorio fácil de inflar.

El resucitador reutilizable está fabricada con materiales de la más alta calidad que pueden auto clavarse hasta 50 ciclos.

### VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN:

038-71-950

Resucitador Adulto reusable

(60cmH<sub>2</sub>O)

038-72-950

Resucitador Pediátrico reusable

(40cmH<sub>2</sub>O)

038-73-950

Resucitador Neonatal reusable

(40cmH<sub>2</sub>O)



### INCLUYE MASCARILLA:

038-71-950

Resucitador Adulto reusable

5

038-72-950

Resucitador Pediátrico reusable

3

038-73-950

Resucitador Neonatal reusable

1 0

El puerto MDI se dispone en ángulo para dirigir el fármaco a las vías respiratorias, y así maximizar la efectividad y reducir el gasto.