

RESUCITADOR DESECHABLE

CON MASCARILLA, LÍNEA DE OXÍGENO Y BOLSA RESERVORIO

ADULTO
038-71-940

PEDIÁTRICO
038-72-940

NEONATAL
038-73-940



Las válvulas de baja resistencia y la bolsa sin PVC de retroceso rápido reducen la fatiga del usuario, incluso durante ventilaciones de larga duración.

Bolsa de reservorio fácil de inflar.

El montaje de la válvula gira 360° en dos ejes para una posición de la bolsa y sellado de la máscara efectivos.



Puerto de control de CO Ubicado cerca 2 de las vías respiratorias del paciente para una confiabilidad y precisión del rastreo de la capnografía máximos.

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN:

038-71-950

Resucitador Adulto reusable

(60cmH₂O)

038-72-950

Resucitador Pediátrico reusable

(40cmH₂O)

038-73-950

Resucitador Neonatal reusable

(40cmH₂O)

VÁLVULA PEEP
038-71-964

MANÓMETRO DESECHABLE
038-71-966



INCLUYE MASCARILLA:

038-71-950

Resucitador Adulto reusable

5

038-72-950

Resucitador Pediátrico reusable

2 1

038-73-950

Resucitador Neonatal reusable

1 0