

Termómetros



TD100 Termómetro Rígido



CARACTERÍSTICAS:

- Uso oral, axilar y rectal
- +/- 0.1 margen de error
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Mide temperatura de 32°C a 42.9°C
- Alarma Acústica de fiebre (30 sonidos cortos cuando la temperatura es mayor o igual a 37'8°C)
- Alarma acústica sin fiebre (10 sonidos largos cuando la temperatura es menor a 37'8°)
- Resultado en menos de 1 min
- Guarda la ultima lectura
- Incluye baterías