

# ¿Cómo de leen los códigos ATRAMAT ?

Tipo de Aguja		Curvatura de Aguja		Longitud de la Aguja	Tipo de Hebra	Calibre de Sutura	Longitudes de Hebra										Color de la hebra								
									Armado sencillo	Armado Doble	15	20	30	45	50	60		70	75	90	150	240			
E-S	⊙ Ahusada Premium	3/8	E	4 mm																					
E	⊙ Espatulada Premium	1/2	A	5 mm																					
E-E	⊙ Espatulada Supraglyde	1/4	H	6.5mm																					
		5/8		6.6 mm																					
				7 mm																					
SG	⊙ Ahusada Gruesa Premium			8 mm																					
SR	⊙ Ahusada Regular Premium			9.3 mm	28	PGLA90 PLUS	1 = 0																		
				10 mm																					
P	⊙ Reverso Cortante Premium			11 mm	27	PDX PLUS	2 = 2-0																		
P-P	⊙ Reverso Cortante Supra-Sharp			13 mm																					
				16 mm	26	PGC25 PLUS	3 = 3-0																		
				17 mm																					
PW	⊙ Redonda Punta Cortante Premium			19 mm	30	PGLA90	4 = 4-0																		
KW	⊙ Redonda Punta Cortante Gruesa Premium			20 mm																					
				22 mm	29	PGLA90 RAPID	5 = 5-0																		
				24 mm																					
K	⊙ Reverso Cortante Gruesa Premium			26 mm																					
PU	⊙ Cortante Premium Recta			30 mm	0	PGC25	6 = 6-0																		
				36 mm																					
HP	⊙ Cortante Atraglide®			40 mm	7	PDX	8 = 1																		
				45 mm																					
UL	⊙ Electrodo para Marcapasos Temporal Cortante con Punto de Ruptura			48 mm	1	Catgut Crómico	9 = 2																		
				55 mm																					
Z	⊙ Punta Roma			60 mm	2	Catgut Simple	30 = 3																		
				65 mm																					
CVS	⊙ Ahusada Supraglyde			70 mm																					
				75 mm	6	Polipropileno	50 = 5																		
				90 mm																					
X	⊙ Ahusada Extra Gruesa				5	Poliéster	60 = 6																		
					4	Nylon	80 = 8-0																		
					3	Seda	90 = 9-0																		
					10	Acero	100 = 10-0																		
							110 = 11-0																		

Clave de ejemplo:

E-EE6.54100/ 2-30N

# Lectura de Claves

PE2443-N

Características de la  
Aguja

Características de la hebra  
(Material)

# Lectura de Claves

Curvatura de  
Aguja

Calibre de  
Hebra

PE2443-N


Color de  
Hebra

Tipo de  
Aguja

Familia  
(Material)

Longitud  
Aguja

# Nomenclatura de Agujas

Patrón de corte & Aguja		Clasificación	Geometria
	E	Premium	Espatulada
	S	Premium	Ahusada
	SR	Premium	Ahusada Regular
	SG	Premium	Ahusada Gruesa
	X	-----	Ahusada Extra Gruesa
	P	Premium	Reverso Cortante
	K	Premium	Reverso Cortante Gruesa
	P-P	SUPRASHARP	Reverso Cortante
	PU	Premium	Cortante Recta
	PW	Premium	Redonda Punta Cortante
	HP	ATRAGLIDE	Cortante
	CVS	SUPRAGLYDE	Ahusada
	CVY	SUPRAGLYDE	Ahusada Punta Cortante

Curtavura	Nomenclatura
3/8	E
1/2	---
1/4	A
5/8	H

# Nomenclatura de Familias

	NÚMERO	NOMBRE FAMILIA
Absorbibles	7	PDX
	27	PDX PLUS
	0	PGC25
	26	PGC25 PLUS
	30	PGLA90
	28	PGLA90 PLUS
	29	PGLA90 RAPID
	1	Catgut Crómico
	2	Catgut Simple

No Absorbibles	4	Nylon
	5	Poliéster
	6	Polipropileno
	3	Seda
	10	Acero

# Nomenclatura calibre de sutura

Calibre de Suturas	
Terminación de la clave	Calibre
1	0
2	2-0
3	3-0
4	4-0
5	5-0
6	6-0
7	7-0
8	1
9	2
30	3
50	5
60	6
80	8-0
90	9-0
100	10-0
110	11-0

# Características Especiales en los códigos

- “/2” , Indica doble armado (dos agujas por sutura)
- “-XX” , Indica longitud de la sutura. (45 , 75, 90 cm)
- “-N” , Indica el color de la sutura (Negro)
- “-B” , Indica el color de la sutura (Beige / Incoloro)
- “-K” , Indica Kit
- “-P” , indica pledget
- “-KM” , Indica Kit 6 piezas
- “-KPM” , Indica Kit con pledget 6 piezas.



# Equivalencias de Suturas Quirúrgicas

			Ethicon	Medtronic	B Braun
Absorbibles	Poli (glicolida-co-Epsilon-caprolactona) PLUS	PGC25 PLUS	MONOCRYL™ Plus	---	----
	Polidioxanona Plus	PDX PLUS	PDS™ Plus	---	----
	Copolimero de ácido glicólico y de L- Lactida [Poli (glicolida-co-l-lactida)] PLUS	PGLA90 PLUS	VICRYL™ PLUS	----	----
	Polidioxanona	PDX	PDS	-----	Mono Plus
	Poli (glicolida-co-Epsilon-caprolactona)	PGC25	Monocryl	Midsorb	----
	Copolimero de ácido glicólico y de L- Lactida [Poli (glicolida-co-l-lactida)]	PGLA90	Vicryl	Polysorb	Novosyn
	Poliglactina de Rápida Absorción	PGLA90 RAPID	Vicryl Rapid	Velosorb Fast	Novosyn Quick
	Catgut Crómico	Catgut Crómico	Catgut Crómico	Catgut Crómico	Catgut Crómico
	Catgut Simple	Catgut Simple	Catgut Simple	Catgut Simple	Catgut Simple

# Equivalencias de Suturas Quirúrgicas

			Ethicon	Medtronic	B Braun
No Absorbibles	Nylon Poliamida	Nylon	Ethilon	Monosof Dermalon	Dafilon
	Poliéster	Poliéster	Ethibond Mersilene	Ti-cron Surgidac	Premicon
	Polipropileno	Polipropileno	Prolene	Surgipro	Premilene
	Seda	Seda	Permahand Mersilk	Softsilk	Silkam
	Acero Inoxidable	Acero	Aciflex	Steel	Steelex