


Mascarilla de Media Concentración Alargada



Mascarilla transparente con forma suave y anatómica ideal para pacientes de largo plazo y pacientes desdentados. El estilo de ajuste sobre las orejas se acopla confortablemente para sostener adecuadamente la mascarilla en su lugar. Excepcionalmente confortable incluso en pacientes con caras de difícil ajuste.

Mascarilla de Alta Concentración Alargada



(Reinhalación y No-Reinhalación)
Su suavidad y clara forma anatómica provén comodidad en uso de largo plazo, incluso en caras con dificultad de ajuste. Bandas elásticas que se ajustan confortablemente bajo las orejas para sujetar la mascarilla apropiadamente en su lugar. Con tubo de suministro de tres canales estándar de 2.13m. Apropia concentración de oxígeno asegurada mediante el uso de una válvula check de seguridad (en el modelo de **no-reinhalación**).

Descripción	Unidades (por caja)	Catálogo
Mascarilla alargada de media concentración con tubo de suministro de 2.13m	50	SL-8110
Mascarilla alargada de media concentración	50	SL-8115
Mascarilla extra larga de media concentración con tubo de suministro de 2.13m	50	SL-1102
Mascarilla pediátrica de media concentración con tubo de suministro de 2.13m	50	SL-1122
Mascarilla pediátrica de media concentración sin tubo de suministro	50	SL-1123

Características

- Mascarilla transparente con diseño anatómico.
- Tubo de suministro de tres canales resistente al torcimiento.
- También disponibles con correa elástica ajustable.

Ventajas

- Mejor ajuste para pacientes a largo plazo y pacientes desdentados.
- Se ajusta fácilmente debajo de las orejas para mantener la mascarilla perfectamente en su lugar.
- El diseño del tubo evita la oclusión del suministro de oxígeno.

Descripción	Unidades (por caja)	Catálogo
Mascarilla alargada de alta concentración de reinhalación parcial con tubo de suministro de 2.13m	50	SL-8120
Mascarilla alargada de alta concentración de reinhalación parcial	50	SL-8125
Mascarilla alargada de alta concentración de no-reinhalación con tubo de suministro de 2.13m (sin válvula de seguridad)	50	SL-8130
Mascarilla alargada de alta concentración de no-reinhalación con válvula de seguridad	50	SL-8135
Mascarilla alargada de alta concentración de no-reinhalación con tubo de suministro de 2.13m, (sin válvula de seguridad)	50	SL-8140
Mascarilla alargada de alta concentración de no-reinhalación (sin válvula de seguridad)	50	SL-8145
Mascarilla pediátrica alargada de alta concentración de reinhalación parcial, con tubo de suministro de 2.13m	50	SL-1127
Mascarilla pediátrica alargada de alta concentración de no-reinhalación con tubo de suministro de 2.13m y válvula de seguridad	50	SL-1130
Mascarilla pediátrica alargada de alta concentración de no-reinhalación con tubo de suministro de 2.13m, (sin válvula de seguridad)	50	SL-1140

Mascarilla de Alta Concentración Alargada de Reinhalación



SL-8120

Mascarilla de Alta Concentración Alargada de No-Reinhalación



SL-8130