

PAQUETE PARA CIRUGÍA UNIVERSAL MAYOR

Elaborada en tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática, resistente a la tensión en uso normal, funda mesa de mayo con refuerzo, tela no tejida absorbente para toalla, bolsa para recolección de residuos tóxicos color rojo. Estéril y desechable. Uso exclusivo dentro del quirófano.

2 Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.



1 Bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano.



1 Sábana superior.



150 x 190 cm +/- 10 cm

1 Sábana inferior.



170 x 190 cm +/- 10 cm

1 Cubierta mesa riñón.



240 x 150 cm +/- 10 cm

1 Funda mesa mayo.



50 x 140 cm +/- 10 cm

1 Sábana hendida.



180 x 240 cm +/- 10 cm
con hendidura de
10 x 20 cm +/- 2 cm

4 Campos sencillos.



90 x 90 cm +/- 10 cm

1 Bolsa para recolección de residuos tóxicos color rojo



3 Toallas absorbentes.



40 x 40 cm ± 5 cm

CONTENIDO:

- Dos batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.
- Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano.
- Cuatro campos sencillos de 90 x 90 cm +/- 10 cm
- Una sábana superior de 150 x 190 cm +/- 10 cm
- Una sábana inferior de 170 x 190 cm +/- 10 cm
- Una sábana hendida de 180 x 240 cm +/- 10 cm
- Una cubierta para mesa de riñón de 240 x 150 cm +/- 10 cm
- Una funda de mesa de mayo 50 x 140 cm +/- 10 cm
- Tres toallas absorbentes de 40 x 40 cm +/- 5 cm
- Una bolsa para recolección de residuos tóxicos color rojo.



*Advertencia: El uso entre pacientes puede provocar contaminación cruzada.

E STERITAM

| Tipo de insumo para la salud Artículo 262 LGS | V. Materiales quirúrgicos y de curación. |
|---|--|
| Clasificación de insumo | Clase 1 |
| Registro sanitario | 2842C201755A |
| Material | Polipropileno |
| Gramaje | N/A |
| Peso del producto | 720 g |
| Empaque primario | Bolsa papel-plástico para esterilización |
| Empaque colectivo | Caja de cartón |
| Piezas en empaque colectivo | 18 pzs. |
| Peso empaque colectivo | 20.2 kg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Clave SAT | 42131700 |
| Unidad SAT | H87 |
| Código interno del producto | ES794 |
| | No reutilizar |
| | Proteger de la luz |
| | No usar si la bolsa está rota |
| | No exponer a los rayos del sol |

SUMEBAMA MR