

NEBULIZADOR PEDIÁTRICO

 **SALTER LABS®**



Código
8906-7-50

- Aerosolterapia de alto rendimiento, fiable y rentable
- Libre de látex
- Libre de Deph
- Desechable, embalaje individual
- Uso múltiple para un solo paciente
- Uso tanto en hospital como en casa

Nebulizador de chorro de pequeño volumen
Mascarilla transparente con correa elástica para fijación y ajuste anatómico
Mascarilla de aerosol pediátrica
Reservorio con capacidad de 5cc
Tubo suministro de oxígeno de 2.1m con conector tipo trompeta
Proporciona tiempo de tratamiento rápido de menos de 7 minutos

Caja C/50 Piezas.