

# Aguja Espinal Punta de Lápiz

## BD™ Whitacre

### Descripción de producto:

Aguja en acero inoxidable, estéril, con bisel tipo Whitacre\*, para Administración de Anestesia Espinal.

### Características Generales

#### Bisel Tipo Whitacre:

- Bisel punta de lápiz, separa las fibras de la duramadre, no las corta, minimiza la CPPD.
- Ajuste preciso entre el mandríl y la aguja para minimizar el efecto de biopsia.

#### Pabellón de Polipropileno transparente y liviano:

- Pabellón transparente con acabado mate para permitir la visualización el líquido Cefalorraquídeo, con código de color dependiendo del calibre.

#### Estilete o mandríl metálico:

- El mandríl evita la obstrucción de la cánula durante el paso por los tejidos, además de reforzar la aguja durante la introducción de ésta.
- El estilete posee un sistema de llave/Muesca entre el estilete y la cánula que facilitan la adecuada orientación de la posición del bisel de la aguja.



BD Whitacre  
Pencil Point  
Available in gauges from  
22 to 27 and in lengths  
from 8 to 12 cm

**Técnica de esterilización:** Oxido de Etileno

**Vida útil partir de su fabricación:** 5 Años.

**Producto para ser utilizado una sola vez**

**Conservación:** En un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

**Clasificación de Riesgo:** III

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESENTACION</b>
405010	AGUJA WHITACRE 22G X 3 1/2" LONGITUD ESTÁNDAR (0.71 MM X 8.9 CM)	CAJA/10 PIEZAS
405138	AGUJA WHITACRE 25G X 3 1/2" LONGITUD ESTÁNDAR (0.51 MM X 8.9 CM)	CAJA/10 PIEZAS
409442	AGUJA WHITACRE 25G X 4 11/16" LARGA LONGITUD (0.51 MM X 11.9 CM)	CAJA/10 PIEZAS
405079	AGUJA WHITACRE 27G X 3 1/2" LONGITUD ESTÁNDAR (0.41 MM X 8.9 CM)	CAJA/10 PIEZAS
409443	AGUJA WHITACRE 27G X 4 11/16" LARGA LONGITUD (0.41 MM X 11.9 CM)	CAJA/10 PIEZAS

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
**Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.**  
**PBX 572 40 60 – 268 30 00**