

Quality time for better care

**TERUMO**  
MEDICAL CARE  
SOLUTIONS

## HOSPITAL CARE



# SurFlash®

Los catéteres intravenosos **SurFlash®** de **TERUMO** se utilizan como uno de los principales sistemas de administración de fluidos vía parenteral y de extracción de sangre en venas periféricas.

## Administración precisa y confortable para el paciente

Característica	Material	Beneficio
Estéril	Óxido de etileno	Vida en anaquel 5 años.
Catéter IV	Poliuretano	Flexible, termosensible, radiopaco, resistente a la deformación y más duradero por lo que permite mayor tiempo de permanencia en pacientes geriátricos, pediátricos y DIVA.
Aguja no desmontable, con silicón de grado médico.	Acero inoxidable	   <p>Con aguja afilada de doble bisel y con lubricante de grado médico, que permiten una penetración más fácil y un recorrido más suave a través del tejido venoso por lo que disminuye de manera significativa el dolor, reduciendo el trauma dérmico con una punción y penetración más rápida.</p>

Código	Descripción	Corrugado	Cajilla	Presentación de venta
SR*FF1451	Catéter IV Surflash®14Gx2'	200	50	Cajilla
SR*FF1651	Catéter IV Surflash 16Gx2'	200	50	Cajilla
SR*FF1832	Catéter IV Surflash 18Gx1 1/4'	200	50	Cajilla
SR*FF2025	Catéter IV Surflash 20Gx1'	200	50	Cajilla
SR*FF2032	Catéter IV Surflash 20Gx1 1/4'	200	50	Cajilla
SR*FF2225	Catéter IV Surflash 22Gx1'	200	50	Cajilla
SR*FF2419	Catéter IV Surflash 24Gx3/4'	200	50	Cajilla



Disponible en diferentes calibres y longitudes de aguja, que se adaptan a cada necesidad.

Características	Material	Beneficios
Aguja biselada con ángulo <math><3^\circ</math> (con relación a la cánula).	Acero inoxidable con Baño de silicón.	El ángulo descendiente facilita su fijación, minimiza el daño tisular en el vaso y evita oclusión de la luz, disminuye el dolor.
Tubo con adaptador tipo Luer-lock y tapón.	Cloruro de polivinilo grado médico.	Flexible, suave, "no guarda memoria".
Puntos Posi-lok antideslizantes conexos y cóncavos situados en cada lado de las "alas".		Facilita la fijación en la piel así como el manejo de la aguja.
Colores de acuerdo a ISO, libre de látex y DEHP.		Fácil identificación del diámetro de aguja, atóxico y evita reacciones alérgicas en la piel.



## Calibres de acuerdo con fluido a infundir y calibre de acceso venoso



Catéter Surflo				
Código	Descripción	Corrugado	Cajilla	Presentación de venta
SV*19BLK	Equipo Pericraneal 19Gx3/4'	500	50	Cajilla
SV*21BLK	Equipo Pericraneal 21Gx3/4'	500	50	Cajilla
SV*23BLK	Equipo Pericraneal 23Gx3/4'	500	50	Cajilla
SV*25BLK	Equipo Pericraneal 25Gx3/4'	500	50	Cajilla



Aviso de publicidad No.223300202X1814  
Registro sanitario 0464C2014 SSA y 0426C2014 SSA  
Para uso exclusivo del profesional de la salud