

BOTA CIRUJANO SIN PLANTILLA

Diseñada para proteger el calzado durante procedimientos quirúrgicos y otras intervenciones en quirófanos. Fabricada en tela no tejida de polipropileno, impermeable a líquidos y fluidos, con acabado antirreflejante, opaca y antiestática. Consta de dos cuerpos y cintas de amarre.



Registro Sanitario	O985C2022 SSA
Material	Polipropileno Grado Médico
Piezas por corrugado/caja	70 (PAQ C/25 PAR)
Clave SAT	42131700
Unidad SAT	XPK - PAQUETE

Nota: No cubrimos daños si el empaque fue recibido roto. 

- Ancho parte inferior 40 cm mínimo
- Alto 37 +/- 2 cm
- Largo cinta de amarre C/U 45 +/- 2 cm
- Ancho cinta de amarre 3 cm mínimo

CODIGO DE BARRA POR PIEZA



CODIGO DE BARRA POR CORRUGADO

