

# CÁNULAS DE GUEDEL



**BIÇAKCILAR**



Código	Tamaño	Longitud	Color
900 0030 1	000	3 cms	Lila
900 0040 1	00	4 cms	Rosa
900 0050 1	0	5 cms	Azul
900 0060 1	1	6 cms	Negro
900 0070 1	2	7 cms	Blanco
900 0080 1	3	8 cms	Verde
900 0090 1	4	9 cms	Amarillo
900 0100 1	5	10 cms	Rojo
900 0110 1	6	11 cms	Naranja

- ◆ Fabricado en PVC
- ◆ Desechable
- ◆ Embalaje individual estéril y no estéril

Mantiene la vía aérea a través de la cavidad oral y la faringe  
Diseño anatómicamente correcto  
Bordes suaves y redondeados atraumáticos  
Resiste el colapso  
Superficies interiores y exteriores lisas  
El bloque de mordida proporciona acceso para catéteres de succión  
Flexible para garantizar la protección dental  
Codificado por colores



55 7261 6849  
55 7160 6208

56 1991 4477

Di medical corporativo



dimedicalcorporativo



81 3184 9778  
81 3184 9523

81 2860 9435



Di Medical Corporativo

www.dimedicalcorporativo.mx



Di medical  
corporativo