



# OXIMETRO CT 50N (DIGITAL)

<b>Especificaciones generales</b>		Tamaño: 57 mm x 34 mm x 31 mm
		Peso neto: 50g
<b>Fuente de alimentación</b>	<b>Batería</b>	Batería alcalina 1.5V AAA (2 pilas)
		Vida de trabajo: 20 horas continuas
<b>Condiciones Ambientales</b>	<b>Temperatura</b>	Trabajo: 10° C - 40° C
		Almacenamiento: -40° C - +60° C
	<b>Humedad</b>	Trabajo: ≤75%
		Almacenamiento: ≤95%
<b>Signos Vitales</b>	<b>SpO2</b>	Rango de medición: 0%~100%
		Precisión: 70%~100% ±2, debajo de 70% no especificado
	<b>Pulso</b>	Rango de medición: 30bpm~ 250bpm
		Precisión: ±2bpm o ±2%

- ✓ Pantalla OLED
- ✓ Duración de 20 horas continuas con pilas nuevas.
- ✓ Equipo portátil.
- ✓ Lectura rápida.
- ✓ Cuenta con correa ajustable.
- ✓ Pantalla rotativa.

**PRECIO DE  
LANZAMIENTO**

**\$199.00 + IVA**