



OXIMETRO CT 50M (ANÁLOGO)

Especificaciones generales		Tamaño: 57 mm x 34 mm x 31 mm
		Peso neto: 50g
Fuente de alimentación	Batería	Batería alcalina 1.5V AAA (2 pilas)
		Vida de trabajo: 30 horas continuas
Condiciones Ambientales	Temperatura	Trabajo: 10° C - 40° C
		Almacenamiento: -40° C - +60° C
	Humedad	Trabajo: ≤75%
		Almacenamiento: ≤95%
Signos Vitales	SpO2	Rango de medición: 35%~100%
		Precisión: 70%~99% ±2, debajo de 69% no especificado
	Pulso	Rango de medición: 30bpm~ 250bpm
		Precisión: ±2bpm o ±2%

- ✓ Pantalla LED
- ✓ Duración de 30 horas continuas con pilas nuevas.
- ✓ Equipo portátil.
- ✓ Lectura rápida.
- ✓ Cuenta con correa ajustable.

**PRECIO DE
LANZAMIENTO**

\$189.00 + IVA