

Soporte de Tubo Endotraqueal

Soporte seguro para Tubo Endotraqueal
 Fijación del tubo en la posición deseada
 Superficie de adhesión hipoalergénica contra peladuras, deslizamientos y abrasión cutánea
 Alto nivel de comodidad para el paciente y fácil acceso a la cavidad bucal
 Posibilidad de reposicionar el tubo sin sacarlo del soporte
 Tres opciones de tamaño

Ref	Tamaños de Tubo Endotraqueal
550 0005 2	4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm
550 0006 2	7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 mm
550 0007 2	9.0 - 9.5 - 10.0 mm



Estilete de Intubación

Cuerpo de aluminio protegido con plástico que puede tomar la forma deseada
 Superficie resbaladiza que facilita la entrada y la salida
 Punta distal blanda, atraumática
 Tres opciones de tamaño

Ref	Tamaño
550 0001 1	2.5 - 4.5 mm (Pequeño)
550 0002 1	5.0 - 8.0 mm (Mediano)
550 0003 1	8.5 - 10.0 mm (Grande)

Cánula de Guedel

Mantiene las vías respiratorias a través de la cavidad oral y la faringe
 Diseño anatómico
 Punta blanda y redondeado, atraumática
 Estructura dura que resiste el colapso
 Bloque de mordida que permite el acceso para el paso de catéter de aspiración
 Flexible para asegurar la protección dental
 Código de color
 Envases de bulto estériles y limpios



Ref		Tamaño	Longitud ISO	Color	
Estéril	A granel				
900 0030 1	900 0030 3	000	3 cm	Lila	
900 0040 1	900 0040 3	00	4 cm	Rosa	
900 0050 1	900 0050 3	0	5 cm	Azul	
900 0060 1	900 0060 3	1	6 cm	Negro	
900 0070 1	900 0070 3	2	7 cm	Blanco	
900 0080 1	900 0080 3	3	8 cm	Verde	
900 0090 1	900 0090 3	4	9 cm	Amarillo	
900 0100 1	900 0100 3	5	10 cm	Rojo	
900 0110 1	900 0110 3	6	11 cm	Naranja	