



Cutanplast Especial 70X50X1MM c/20

Cutanplast son **esponjas hemostáticas fabricadas en gelatina con origen porcino (99,3% del peso final) y Sodium Laurel Sulphate (0,7%)**. Es **estéril**, reabsorbible y no soluble en agua.

Cutanplast se aplica seco o humedecido en solución fisiológica ejerciendo una suave compresión. Puede ser dejado sobre la herida o removido cuando ya haya ocurrido la hemostasia. **Se reabsorbe en tres semanas** aproximadamente