



Categorías [Curaspon](#), [Hemostáticos Absorbibles](#)

Tags [8 x5 x1 cm](#), [CS-010](#), [Curaspon](#), [Esponja de Gelatina](#), [Hemostático Absorbible](#), [Hemostáticos Absorbibles](#)

Curaspon®

Esponja de Gelatina Hemostática Absorbible

Las esponjas de gelatina Curaspon® tienen una estructura porosa que activa los trombocitos en el momento en que la sangre entra en contacto con la matriz de la esponja. Esto hace que los trombocitos liberen una serie de sustancias que promueven su agregación al mismo tiempo que la pared celular cambia de características, lo que les permite actuar como un catalizador para la formación de la fibrina. Curaspon® se aplica seco o húmedo con una solución salina fisiológica estéril exprimido antes de la aplicación.

Curaspon®

Esponja de Gelatina Hemostática Absorbible

Código: CS-010

Producto: Curaspon® Estándar

Dimensiones: 8 x5 x1 cm